

शुद्धिकरण के चरण	टिप्पणियाँ
4. 500 μL सैम्पल के लिए पीटी-एल2पी का 20 μL (एक बटे 25वां भाग) माइक्रोसेंट्रीफ्यूज नली में मिलायें और कुछ सेकंड तक हिलाकर अच्छी तरह से मिला लें	<ul style="list-style-type: none"> सैम्पल गंदले बन सकते हैं क्योंकि अशुद्धियाँ और इनहिबिटर्स तलहटी में बैठ जाते हैं।
5. बर्फ को 10 मिनटों के लिए इनक्यूबेट करें।	<ul style="list-style-type: none"> कमरे के तापमान पर इनक्यूबेशन का स्थानापन्न हो सकता है लेकिन यह अशुद्धियों को हटाने में थोड़ा कम प्रभावी होगा।
6. 15,000 $\times g$ पर पाँच मिनट के लिए कमरे के तापमान पर सेंट्रीफ्यूज करें।	<ul style="list-style-type: none"> सेंट्रीफ्यूगेशन की लंबी अवधि (15 मिनट तक की) अंतिम डीएनए समाधान की गंदगी (high A_{320}) को कम करने में लाभदायक हो सकती है।
7. ताजी माइक्रोसेंट्रीफ्यूज नली में पिपेट की टोंटी के साथ स्वच्छ सुपरनेटेंट को सावधानीपूर्वक हस्तांतरित करें। अशुद्धियों वाली गोлияँ को निकाल कर फेंक दें।	<ul style="list-style-type: none"> गोली में गंदगी की अशुद्धियाँ भरी होती हैं। अगर दुर्घटनावश यह अव्यवस्थित हो जाये तो नली को फिर से सेंट्रीफ्यूज किया जाना चाहिए।
8. सतह पर तैरने वाले 500 μL में कमरे के 95 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तापमान का 600 μL मिलायें। दस बार हिलाकर आराम से इसे मिश्रित करें।	<ul style="list-style-type: none"> एथेनॉल के साथ मिश्रित होने के दौरान डीएनए नीचे बैठ जाएगा। यह डीएनए रेशों के थक्के के रूप में नजर आ सकता है अथवा महीन जमाव के रूप में और यह सैम्पल में डीएनए की मात्रा पर निर्भर करता है।
9. सैम्पल को 10 मिनट के लिए कमरे के तापमान पर बने रहने दें जिससे कि डीएनए पूरी तरह से नीचे बैठ जाये।	<ul style="list-style-type: none"> -20 डिग्री सेल्सियस पर इनक्यूबेशन की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि अशुद्धियाँ डीएनए के साथ एक साथ तलहटी में बैठ सकती हैं।
10. ज्ञात दिशा में नली को माइक्रोसेंट्रीफ्यूज में रखें। 15,000 $\times g$ पर दो मिनट के लिए कमरे के तापमान पर सेंट्रीफ्यूज करें।	<ul style="list-style-type: none"> उदाहरण के लिए, माइक्रोसेंट्रीफ्यूज में हरेक नली को रखें और कैप का चूल वाला हिस्सा रोटोर के मध्य से दूर जा रहा हो। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद गोली की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, (फिर वह चाहे इतनी छोटी ही क्यों न हो कि आसानी से नजर ही नहीं आए), यह चूल के नीचे नली की टिप पर होगी।
11. नली की टोंटी के साथ सतह पर तैरने वाली चीज को सावधानीपूर्वक निकालें। ध्यान रखें कि डीएनए की गोली अव्यवस्थित नहीं हो।	<ul style="list-style-type: none"> गोली में डीएनए होता है। गोली के खो जाने का अर्थ होगा डीएनए का खो जाना। नली को इस प्रकार से घुमाने से कि गोली ऊपरी दीवार पर हो आप सुरक्षित ढंग से निचली दीवार के साथ-साथ नली की टिप को सुरक्षित ढंग से ले जा सकते हैं और तैरने वाली सभी चीजों को निकाल सकते हैं। सुपरनेटेंट में अशुद्धियाँ हो सकती हैं और उन्हें जहाँ तक संभव हो निकाला जाना चाहिए। गोली को अत्यधिक सुखाने से डीएनए घुलने में ज्यादा मुश्किल हो सकता है।
12. एथनॉल से धुलाई : 70 प्रतिशत एथनॉल का 250 μL सावधानीपूर्वक मिलायें। 1 मिनट के लिए कमरे के तापमान पर पड़े रहने दें। गोली का अव्यवस्थित किये बिना एथेनॉल को पूरी तरह से निकालें।	<ul style="list-style-type: none"> सैपल में से समस्त एथनॉल का निकाला जाना जरूरी है। बचा हुआ एथनॉल परख के नि पादनको प्रभावित कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि डीएनए की गोली में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। डीएनए की गोली छोटी हो सकती है गोली अगर अलग हो जाती है तो 15,000 $\times g$ पर पाँच मिनट के लिए सैम्पल को सेंट्रीफ्यूज करें। एथनॉल 70 प्रतिशत को निकालने के बाद नली बाकी बचे एथेनॉल को निकालने के लिए पल्स-स्पन की जा सकती है।

शुद्धिकरण के चरण	टिप्पणियाँ
13. डीएनए गोली को घोलने के लिए टीई घोल का 100 µL मिलायें (कम से पाँच सेकेंड तक हिलायें—डुलायें)।	<ul style="list-style-type: none"> अगर डीएनए का ज्यादा ऊंचा संकेंद्रण चाहिए तो टीई का 50 µL उपयोग में लाया जाना चाहिए। ध्यान दें : नोट : उच्च आणविक वजन की अधिक मात्रा का डीएनए पूरी तरह से जलयोजित (घुलने) होने में धीमा हो सकता है। डीएनए का अधूरा जलयोजन डीएनए सांद्रता के आकलन में गलती और पीसीआर जैसे डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों की संभावित विफलता का कारण है।
14. डीएनए (गोली तथा चिपके हुए दाग-धब्बे) का पूर्ण जलयोजन सुनिश्चित करने के लिए सारी रात कमरे के तापमान पर इनक्यूबेट करने के बाद भँवरदार घुमाएँ अथवा 500 से. पर यदा—कदा भँवरदार घुमाने के साथ 1 घंटे के लिए इनक्यूबेट करें।	<ul style="list-style-type: none"> डीएनए का अधूरा पुनर्जल-योजन डीएनए सांद्रता के आँकलन में त्रुटि और पीसीआर जैसे डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों की संभावित विफलता का कारण है।
15. पूरी तरह से पुनः जलयोजित डीएनए के भंडारण के लिए विकल्प : ए) टीई में अनुशंसित , एलिकोट्स में दीर्घावधि भंडारण के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर, या बी) टीई में चार डिग्री सेल्सियस पर दो महीनों तक के लिए।	<ul style="list-style-type: none"> टीई में जुद्ध किये गये डीएनए को जमाने से डीएनए नीचे बैठ जाएगा। जब हिमीकृत जुद्ध किये गये डीएनए को पिघलता देखें तो रिहाइज़ेशन पर ध्यानपूर्वक निगाह डालें जैसा कि चरण 14 में चर्चा की गयी है।

डीएनएन का मात्रा—निर्धारण

फ्लूओरसेंस पद्धति द्वारा

डीएनए सैम्पल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए (डीएसडीएनए) मात्रा निर्धारण के लिए फ्लूओरसेंट डाइज का प्रयोग करने वाली कसौटी 260 एनएम पर एब्जावैस के मुकाबले ज्यादा विशिष्ट होती है। हम PicoGreen® या SYBR® Green I की तरह की फ्लूओरसेंट डाइज के उपयोग की अनुशंसा करते हैं क्योंकि उनमें आरएनए के संदूाण से कम हस्तक्षेप होता है।

एसवाईबीआर ग्रीन 1 का उपयोग करने वाले सस्ते प्रोटोकॉल का वर्णन PD-PR-075 में किया गया है, एसवाईबीआर ग्रीन 1 डाई एवं माइक्रो-प्लेट रीडर का उपयोग करने वाला मात्रा—निर्धारण। वैकल्पिक रूप से बाजार में किटें उपलब्ध हैं जैसे कि इनविट्रोजन की Quant-iT™ PicoGreen dsDNA।

अस्से किट (श्रेणी संख्या क्यू 33130) का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी प्रोटोकॉल के लिए हम इस बात की अनुशंसा करते हैं कि जुद्ध किये गये डीएनए को तनु बनाया जाये।

टीई घोल के साथ 1:50 और यह कि मात्रा—निर्धारण परख में 5 µL का उपयोग किया जाएगा।

अवशोाक पद्धति के द्वारा

अगर आप अवशोाण के द्वारा डीएनए की मात्रा निर्धारित करने का चयन करते हैं तो हमारी सिफारिश है कि आप सबसे जुद्ध सैम्पल को सबसे RNase के साथ उपचारित करें ताकि संदूित आरएनए पच जाये और इसके बाद डीएनए के एथनाल जमाव के द्वारा आरएनए खंडों को निकाल लें।

PD-PR-040 में विस्तृत ब्योरा प्रदान किया गया है, डबल—आरएनेज पाचन के द्वारा आरएनए निकासी। कृपया ध्यान दें कि मौखिक सैम्पल के डीएनए में ठेठ तौर पर उससे कहीं अधिक आरएनए पाया जाता है जितना कि रक्त के नमूने में पाया जाता है। सुनिश्चित करें कि अल्कोहल में नीचे जमा बैठा डीएनए पूरी तरह से घुल गया है और इसके बाद अवशोाण की रीडिंग लें।

रूपांतरण कारक : 260 एनएम पर 1.0 का अवशोाण जुद्ध dsDNA के लिए 50 ng/µL (50 µg/mL) के संकेंद्रण के अनुरूप है।

सुनिश्चित करें कि अवशोाक मान स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की रेखीय रेंज के भीतर हैं। रेखीय रेंज के बाहर पड़ने वाले नमूनों को फिर से तनु करें और फिर से मापें। और अधिक जानकारी के लिए अपने उपकरण का प्रलेखन देखें।

पद्धति :

1. जुद्ध किये गये आरनेस-उपचारित डीएनए के 10 μL को टीई के 90 μL के साथ मिलायें (1/10 विलयन)। पिपेट को ऊपर-नीचे करते हुए आराम से मिलाएँ। बुलबुलों के छँटने का इंतजार करें।
2. संदर्भ (खाली) सेल में टीई का उपयोग करें।
3. 320 एनएम, 280 एनएम और 260 एनएम पर अवशोषण को मापें।
4. E_{280} और E_{260} मानों से 320 एनएम (E_{320}) पर अवशोषण को घटाकर ठीक किये गये E_{280} और E_{260} मानों की गणना कीजिए।
5. $\text{ng}/\mu\text{L}$ में डीएनए सांद्रता = ठीक किया गया $E_{260} \times 10$ (तनुकरण गुणक) $\times 50$ (रूपांतरण गुणक)।
6. A_{260}/A_{280} अनुपात रू ठीक किए गए A_{260} को ठीक किए गए A_{280} से विभाजित करें।

उदाहरण

1. मापन को इस प्रकार से मान कर चलते हैं
 $A_{320} = 0.025$, $A_{280} = 0.175$ और $A_{260} = 0.295$
2. तनु नहीं बनाये गये सैम्पल का डीएनए सांद्रता होगा :
 $(A_{260} - A_{320}) \times 10$ [तनुकरण कारक] $\times 50$ [रूपांतरण कारक]
 $= (0.295 - 0.025) \times 10 \times 50$
 $= 0.270 \times 10 \times 50$
 $= 135 \text{ ng}/\mu\text{L}$ or $135 \mu\text{g}/\text{mL}$
3. ठीक किया गया A_{260}/A_{280} अनुपात होगा रू
 $(A_{260} - A_{320}) \div (A_{280} - A_{320})$
 $= (0.296 - 0.025) \div (0.175 - 0.025)$
 $= 0.270 \div 0.150$
 $= 1.80$

संदर्भ

1. फ्लुओरोसेंस/डीनेज (एफ/डी) कसौटी (ऐसे) का उपयोग करके डीएनए मात्रा-निर्धारण। एसवाईबीआर ग्रीन 1 डाय और माइक्रो-प्लेट रीडर का उपयोग करके डीएनए मात्रा-निर्धारण द्वारा बदला (रिप्लेस किया) गया। डीएनए जेनोटेक च्.च्.075 ।
2. दोहरे-आरनेज पाचप के द्वारा आरएनए की निकासी कछ। लमदवजमाण च्.च्.040 ।

तकनीकी सहायता सोमवार से जुक्रवार (प्रातः 9:00 घंटे से सायं 17:00 घंटे ईएसटी) तक उपलब्ध है:

- टोल-फ्री (उत्तरी अमेरिका): 1-866-813-6354, विकल्प 6
- अन्य सभी दे : 613-723-5757, विकल्प 6
- ई-मेल: support@dnagenotek.com

Oragene® .डीएनए तथा ORAcollect®.डीएनए संयुक्त राज्य अमेरिका में विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

Oragene®.डिस्कवर केवल अनुसंधान उपयोग के लिए है, नैदानिक प्रक्रिया में उपयोग के लिए नहीं।

कुछ डीएनए जेनोटेक उत्पाद सभी भौमोलिक क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

Oragene, prepIT और ORAcollect डीएनए जेनोटेक इंक. के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं। यहाँ समाहित अन्य सभी ब्राण्ड तथा नाम उनसे संबंधित स्वामियों की सम्पत्ति हैं।

डीएनए जेनोटेक के सभी प्रोटोकॉल, वेब पत्र और अनुप्रयोग टिप्पणियाँ हमारी वेबसाइट www.dnagenotek.com के सहायता खंड में उपलब्ध हैं।

