

Raccomandazioni per la conservazione di campioni OMNIgene®•GUT

Lo scopo delle seguenti raccomandazioni è assistervi nella conservazione dei campioni fecali (di escrementi) prelevati e stabilizzati in OMNIgene•GUT.

- **Conservazione a temperatura ambiente:** i campioni fecali/di escrementi prelevati in OMNIgene•GUT possono essere conservati a temperatura ambiente fino a 60 giorni dopo il prelievo.
- **Conservazione a lungo termine:** raccomandiamo di aliquotare i campioni OMNIgene•GUT nelle cryovial e di conservarli a -80° a lungo termine.
- **Conservazione a -80° a breve termine:** è possibile congelare i campioni OMNIgene•GUT a -80° nella provetta OMNIgene•GUT fino a un mese.
- **Conservazione a -20° a breve termine:** è possibile conservare i campioni OMNIgene•GUT nella provetta OMNIgene•GUT o nelle cryovial a -20° per mesi.
- **Conservazione a 4°C:** non raccomandiamo di conservare i campioni OMNIgene•GUT a 4°C.
- **Cicli gelo-disgelo:** OMNIgene•GUT preserverà la struttura della comunità microbica e manterrà l'integrità del DNA fino a sei cicli gelo-disgelo.

	Temperatura ambiente	4°C	-20°C	-80°C
Nella provetta OMNIgene•GUT	Fino a 60 giorni	Non raccomandato	mesi	un mese*
Nelle cryovial con O-ring	Fino a 60 giorni	Non raccomandato	mesi	anni

Tabella 1: raccomandazioni per la conservazione di campioni prelevati e stabilizzati con OMNIgene•GUT.

*La provetta OMNIgene•GUT potrebbe infragilirsi se conservata a -80°C. Maneggiare la provetta congelata con cura.

Il servizio di assistenza tecnica è disponibile dal lunedì al venerdì (dalle 9.00 alle 17.00 ET):

- numero verde (Nord America): 1.866.813.6354, selezionare 6
- tutti gli altri Paesi: +1.613.723.5757, selezionare 6
- e-mail: support@dnagenotek.com

OMNIgene•GUT (OM-200) non è in vendita negli Stati Uniti d'America.

OMNIgene•GUT (OMR-200) è destinato solo a scopi di ricerca, non è da utilizzare in procedure diagnostiche.

Alcuni prodotti DNA Genotek potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.

*OMNIgene è un marchio registrato di DNA Genotek Inc. Ogni altro marchio o nome qui menzionato appartiene al rispettivo proprietario.

Tutti i protocolli, white paper e documenti applicativi di DNA Genotek sono reperibili nella sezione Support del nostro sito Internet www.dnagenotek.com.