

## Zalecenia dotyczące przechowywania próbek OMNIGene®•GUT

Niniejsze zalecenia zawierają informacje pomocne przy przechowywaniu próbek kału (stolca) pobranych i utrwalonych za pomocą zestawu OMNIGene•GUT.

- **Przechowywanie w temperaturze pokojowej:** Próbki kału/stolca pobrane za pomocą zestawu OMNIGene•GUT można przechowywać w temperaturze pokojowej przez maks. 60 dni od pobrania próbki.
- **Przechowywanie długoterminowe:** W przypadku długoterminowego przechowywania zaleca się podzielenie i umieszczenie próbek OMNIGene•GUT w krioprobówkach i przechowywanie w temperaturze -80°C.
- **Przechowywanie długoterminowe w temperaturze -80°C:** Próbki OMNIGene•GUT można zamrażać w temperaturze -80°C w probówkach OMNIGene•GUT na maks. 1 miesiąc.
- **Przechowywanie długoterminowe w temperaturze -20°C:** Próbki OMNIGene•GUT można przechowywać w probówkach OMNIGene•GUT lub w krioprobówkach przez wiele miesięcy w temperaturze -20°C.
- **Przechowywanie w temperaturze 4°C:** Nie zaleca się przechowywania próbek OMNIGene•GUT w temperaturze 4°C.
- **Cykle zamrażania-rozmrażania:** Zestaw OMNIGene•GUT zachowuje strukturę populacji bakterii i integralność DNA przez maks. 6 cykli zamrażania-rozmrażania.

	Temperatura pokojowa	4°C	-20°C	-80°C
W probówce OMNIGene•GUT	Maks. 60 dni	Niezalecane	miesiące	1 miesiąc*
W krioprobówkach z O-ringiem	Maks. 60 dni	Niezalecane	miesiące	lata

**Tabela 1:** Zalecenia dotyczące przechowywania próbek pobranych i utrwalonych za pomocą zestawu OMNIGene•GUT.

\*Probówki OMNIGene•GUT mogą stać się kruche w przypadku przechowywania w temperaturze -80°C.

### Pomoc techniczna jest dostępna od poniedziałku do piątku (09.00 – 17.00 ET):

- Numer bezpłatny (Ameryka Północna): 1.866.813.6354, opcja 6
- Wszystkie pozostałe kraje: +1.613.723.5757, opcja 6
- E-mail: [support@dnagenotek.com](mailto:support@dnagenotek.com)

Zestaw OMNIGene•GUT (OM-200) jest niedostępny w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.

Zestaw OMNIGene•GUT (OMR-200) jest przeznaczony tylko do badań, a nie do procedur diagnostycznych.

Niektóre produkty DNA Genotek mogą być niedostępne we wszystkich regionach geograficznych.

\*OMNIGene jest zarejestrowanym znakiem towarowym DNA Genotek Inc. Wszystkie pozostałe marki i nazwy zawarte w tym dokumencie należą do ich odpowiednich właścicieli.

Wszystkie protokoły i dokumentacja firmy DNA Genotek, a także uwagi dotyczące stosowania można znaleźć w sekcji pomocy w naszej witrynie internetowej pod adresem [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).