



Меры предосторожности при сборе образца:

Перед сбором образца проследите, чтобы кончик губки НЕ соприкасался с какими-либо поверхностями.

Донор НЕ должен есть, пить, курить или жевать жевательную резинку в течение 30 минут до сбора образца из полости рта.

Целевое применение: Данное изделие предназначено для сбора и стабилизации ДНК образцов из ротовой полости человека.

Содержимое: Содержит 1 набор для сбора образца

Предупреждения и меры предосторожности:

Опасность удушья. Необходимо соблюдать осторожность при введении губки в ротовую полость.

При попадании стабилизационной жидкости в глаза или на кожу, промойте их водой. НЕ глотать. См. паспорт безопасности MSDS по адресу www.dnagenotek.com

Хранение: При температуре от 15 до 25 °C

Общая информация и назначение набора:

ORACollect-DNA включает материалы и инструкции для самостоятельного сбора образцов из ротовой полости человека.

Пояснение к этикетке:

- Номер по каталогу
- Медицинское устройство для диагностики in vitro
- Маркировка CE
- Маркировка UKCA
- Производитель
- Медицинское устройство
- Не подлежит повторному использованию
- См. инструкции по применению
- Срок годности
- Номер серии
- Уполномоченный представитель

Инструкции для сбора образца:

	<p>Откройте упаковку и достаньте пробирку для сбора, не касаясь наконечника губки. Поместите губку в ротовую полость настолько глубоко, насколько это удобно, и потрите нижние десны (см. изображение крупным планом), проводя вперед и назад. Аккуратно потрите десны 10 раз. Постарайтесь не прикасаться к зубам.</p>
	<p>Повторите то же самое на противоположной стороне ротовой полости еще 10 раз.</p>
	<p>Держите пробирку вертикально, чтобы не пролить стабилизирующую жидкость. Отвинтите синий колпачок от пробирки для сбора образцов, не касаясь губки.</p>
	<p>Переверните колпачок, вставьте губку в пробирку и плотно закройте колпачок.</p>
	<p>Переверните закрытую пробирку и энергично встряхните 15 раз.</p>