



**Réamhchúraimí bailiúcháin:**

**NÍOR chóir don deontóir ithe, ól, tobac a chaitheamh ná guma a chogaint ar feadh 30 nóiméad sula mbailítear sampla seile.**

**Déan cinnte NACH dtagann an barr spúinse i dteagmháil le aon dromchla sula mbailítear é.**

**Úsáid bheartaithe:** Tá ORACollect<sup>®</sup>Dx beartaithe le húsáid i mbailiúcháin neamh-ionrach samplaí seile. Tá ADN an duine ón sampla seile ar leithlis, cobhsaithe agus oiriúnach le haghaidh feidhmchlár diagnóiseach móilíneach ceadaithe ag FDA. Tá na samplaí seile a bhailítear ag úsáid ORACollect<sup>®</sup>Dx a cobhsaithe agus is féidir iad a iompar agus/nó a stóráil go fadtéarmach ag coinníollacha comhthimpeallacha.

**Clár ábhair:** Tá leacht cobhsú sa trealamh.

**Rabhadh agus réamhchúraimí:**

- Rx amháin. Le húsáid ghairmiúil.
- Léigh na treoracha go cúramach sula mbailítear samplaí; d'fhéadfadh aon athrú sampla easpach agus tionchar ar ADN a bheith mar thoradh a thabhairt.
- Guais tachtach. Ba chóir a bheith cúramach ag cuir an spúinse isteach sa bhéal.
- Fhéadfadh deontóirí le xerostomia (béal tirim) gan sampla leordhóthanach a bhailiú ag baint úsáide as na treoracha seo agus toradh níos ísle ADN agus sampla neamhbhailí le húsáid mar thoradh air.
- Nigh le huisce má thagann leacht cobhsú i dteagmháil le súile nó le craiceann. NÁ ionghabh. Féach MSDS ag [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

**Stóras:** 15°C-25°C

**Eochair eolais lipéad:**

- REF** Uimhir Catalóg
- MD** Feiste leighis In Vitro Diagnóiseach
- CE** CE marcáil
- UK CA** Marcáil UKCA
- Monaróir**
- MD** Feiste leighis
- ⊗** Ná athúsáid
- i** Téigh i gcomhairle lena treoracha úsáide
- 📄** Bailigh sampla faoi (Úsáid faoi)
- LOT** Uimhir lola
- EC REP** Ionadaí Údaraithe

	<p>Oscail an pacáiste agus bain amach an bailitheoir gan teagmháil a dhéanamh le barr an spúinse. Cuir an spúinse chomh fada siar sa bhéal agus is compordach agus cuimil feadh na gumaí íochtaracha (féach an íomhá gar-amhairc) á mhothú siar agus aniar. Cuimil na gumaí go réidh 10 n-uaire. Seachain na fiacla a chuimilt, más féidir.</p>
	<p>Déan tairiscint chuimil arís go réidh ar an taobh eile den bhéal feadh na gumaí íochtaracha ar feadh 10 n-uaire breise.</p>
	<p>Coinnigh an feadán ina sheasamh chun an leacht cobhsú taobh istigh den fheadán a chosc ó dhoirteadh. Oscail an caipín ón bhfeadán bailiúcháin gan teagmháil a dhéanamh leis an spúinse.</p>
	<p>Cas an caipín bun os cionn, cuir an spúinse isteach san fheadán agus dún an caipín go daingean.</p>
	<p>Aisiompaigh an feadán le caipín agus croith go tréan 10 uaire.</p>