

샘플 수집 지침:



수집 주의 사항:

수집 전에 스펀지 팁이 다른 부위와 접촉되지 않도록 할 것.

기증자는 구강 샘플 채취 30분 전까지 먹거나 마시거나 흡연하지 말아야 함.

용도: 본 제품은 사람의 구강 샘플 DNA 수집용 및 안정화용으로 제작되었음.

내용물: 1 개의 수집 키트 포함.

경고 및 주의 사항: 질식 위험. 스펀지를 입안에 넣을 때 주의해야 함.

액체가 눈이나 피부에 닿은 경우 물로 씻을 것. 섭취하지 말 것. www.dnagenotek.com에서 물질안전보건자료(MSDS) 참조.

저장: 15~25°C

키트 요약 및 설명:

ORAcollect-DNA는 사람의 구강 샘플 수집용 자재 및 수집 지침을 제공하는 자체-수집 키트임.

라벨 설명서:

-  카탈로그 번호
-  체외 진단용 의료 기기
-  CE 마크
-  제조업체
-  공인 대리점
-  15°C~25°C 저장 설명서
-  수집자 (사용자)
-  로트 번호

	<p>스펀지 팁을 건드리지 않고 패키지를 열고 수집기를 제거함. 편안한 만큼 스펀지 팁의 가장 안쪽까지 넣고, 아랫잇몸(확대 그림 참조)을 따라 앞뒤로 움직이면서 문질러 줌. 잇몸을 10번 부드럽게 문질러 줌. 가능하면 치아는 문지르지 말 것.</p>
	<p>추가로 10번 더 입의 반대쪽 아랫잇몸을 따라 부드럽게 문지르기를 반복함.</p>
	<p>튜브 안의 액체가 옆질러지지 않도록 튜브를 수직으로 세워서 잡을 것. 스펀지에 닿지 않고 수집 튜브에서 파란색 마개를 돌려 열 것.</p>
	<p>마개를 거꾸로 하여 튜브를 삽입하고 마개를 완전히 닫음.</p>
	<p>마개를 닫은 튜브를 뒤집으면서 15번 세게 흔들어 줌.</p>



체외 진단용



우수한 샘플
인증된 성능

DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Tel: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

ORAcollect-DNA는 미국에서 구입할 수 없습니다.
*ORAcollect는 DNA Genotek Inc.의 등록 상표입니다.
DNA Genotek 제품의 일부는 일부 국가에서 살 수 없는 경우가 있으며 세부 정보는 대리점에 문의해 주십시오.
DNA Genotek의 모든 로고, 텍스트 및 애플리케이션 정보는 본사의 홈페이지 www.dnagenotek.com의 지원 섹션에서 보실 수 있습니다.

특허 (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2019 DNA Genotek Inc., a subsidiary of OraSure Technologies, Inc., all rights reserved.
PD-PR-00420 (KO - Korean) Issue 3/2019-10