


Precauções na recolha:

Garanta que a esponja NÃO entra em contacto com qualquer superfície antes da recolha.

O doador NÃO deve comer, beber, fumar ou mascar pastilha elástica 30 minutos antes da recolha da amostra de saliva.

Utilização prevista: recolha e estabilização de ARN proveniente de amostras de saliva humana

Conteúdo: 1 kit de recolha

Avisos e precauções: perigo de asfixia. A esponja deve ser colocada dentro da boca com cuidado.

Lavar com água se o líquido estabilizador entrar em contacto com os olhos ou a pele. NÃO ingerir. Consultar a Ficha de Dados sobre Segurança de Materiais em www.dnagenotek.com

Armazenamento: 15 °C a 25 °C



Resumo e explicação do kit: o ORACollect-RNA é um kit de recolha pessoal com os materiais e as instruções necessários para a recolha de amostras de saliva humana.

Legenda do rótulo:

	Número de catálogo
	Apenas para utilização mediante prescrição médica
	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro
	Marcação CE
	Marcação UKCA
	Fabricante
	Dispositivo médico
	Não reutilizar
	Consultar as instruções de utilização
	Data de validade
	Número de lote
	Representante autorizado

PORTUGUÊS

Instruções para a recolha de amostras:

	Abra a embalagem e retire o coletor sem tocar na esponja. Coloque a esponja na boca, o mais para dentro possível sem criar desconforto, e esfregue a escova nas gengivas inferiores (ver imagem mais pormenorizada) com movimentos para trás e para a frente. Esfregue cuidadosamente as gengivas 10 vezes. Se possível, evite esfregar a esponja nos dentes.
	Repita cuidadosamente o movimento no lado oposto da boca ao longo das gengivas inferiores mais 10 vezes.
	Segure o tubo na vertical para não derramar o líquido estabilizador existente no interior do mesmo. Desenrosque a tampa do tubo coletor sem tocar na esponja.
	Vire a tampa para baixo, insira a esponja no tubo e feche bem a tampa.
	Já com a tampa fechada, vire o tubo ao contrário e agite-o bem 15 vezes.



Para diagnóstico in vitro, utilização mediante prescrição médica e utilização ao abrigo de autorização de utilização de emergência.

Este dispositivo de recolha de amostras não foi aprovado pela FDA.

Este dispositivo de recolha de amostras foi autorizado pela FDA ao abrigo de uma autorização de utilização de emergência.

Este dispositivo de recolha de amostras foi autorizado apenas para a recolha e manutenção de amostras de saliva como ajuda para a deteção de ácidos nucleicos do SARS-CoV-2, não para outros vírus ou agentes patogénicos.

Este dispositivo de recolha de amostras está autorizado apenas para a duração da declaração de que existem circunstâncias que justificam a autorização de utilização de emergência em diagnósticos in vitro para a deteção e/ou o diagnóstico da COVID-19, ao abrigo da Secção 564(b)(1) do Federal Food, Drug and Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), salvo se a autorização for rescindida ou revogada mais cedo.

DNAGENOTEK™

■ DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Otava, ON, Canadá K2V 1C2

Amostras superiores • Desempenho comprovado

Linha gratuita (América do Norte): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com • www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haia, Países Baixos

Responsável no Reino Unido: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 - UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Promotor na Austrália: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Austrália

ORACollect é uma marca comercial registada e DNA Genotek é uma marca comercial da DNA Genotek Inc. Alguns produtos DNA Genotek poderão não estar disponíveis em todas as regiões geográficas. Contacte o seu representante comercial para mais informações. Todos os protocolos, livros brancos e notas de aplicação da DNA Genotek encontram-se disponíveis na secção de apoio do nosso website em www.dnagenotek.com.

Patente (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2021 DNA Genotek Inc., uma subsidiária da OraSure Technologies, Inc., todos os direitos reservados.
PD-PR-01107 (PT - Portuguese) Issue 1/2021-04