



Varnostni ukrepi jemanja:

Zagotovite, da gobasta konica **NE** pride v stik z katero koli površino pred jemanjem vzorca.

Darovalec **NE** sme jesti, piti, kaditi ali žvečiti žvečilnega gumija pred jemanjem vzorca sline.

Nameravana uporaba: Za jemanje in stabilizacijo RNA iz vzorcev človeške sline

Vsebuje: Vsebuje 1 opremo za jemanje

Svarila in varnostni ukrepi: Nevarnost zadušitve. Morali bi biti previdni, ko vstavljamo gobico v usta.

Sperite z vodo, če stabilizatorska tekočina pride v stik z očmi ali kožo. **NE** zaužijte. Glejte MSDS na www.dnagenotek.com

Shranjevanje: 15°C-25°C

Povzetek in razlaga opreme: ORACollect-RNA je oprema za samostojno jemanje, ki se dobavi z materiali in navodili za jemanje vzorcev človeške sline.

Legenda na etiketi:

- Številka kataloga
- Samo za uporabo na recept
- Umetna diagnostična medicinska naprava
- CE označitev
- UKCA označitev
- Izdelovalec
- Medicinska naprava
- Ne uporabite ponovno
- Upoštevajte navodila za uporabo
- Porabiti do
- Številka dela
- Pooblaščen predstavnik

	<p>Odprite embalažo in odstranite nabiralca, ne da bi se dotikali gobaste konice. Položite gobico toliko nazaj v ustih, kot je udobno in podrgnite vzdolž spodnje dlesni (glejte sliko od blizu), da jo premikate nazaj in naprej. Nežno podrgnite dlesni 10 krat. Če je možno, se izognite drgnjenju zob.</p>
	<p>Nežno ponovite kretnje drgnjenja na nasprotni strani ust vzdolž z spodnjo dlesnijo dodatno še 10 krat.</p>
	<p>Cevko držite pokončno, da preprečite, da se stabilizatorska tekočina v cevki ne razliva. Odvijte pokrov iz cevke za jemanje, ne da bi se dotaknili gobice.</p>
	<p>Pokrov obrnite prekucnjeno, vstavite gobico v cevko in tesno zaprite pokrov.</p>
	<p>Pokrito cevko preobrnite in močno pretresite 15 krat.</p>



Za IVD, Rx in za uporabo pod avtorizacijo za uporabo v sili.

Ta naprava za jemanje vzorca ni bila pojasnjena ali odobrena od FDA.

Ta naprava za jemanje vzorca je bila avtorizirana od FDA pod EUA.

Ta naprava za jemanje vzorca je bila avtorizirana samo za jemanje in vzdrževanje vzorcev sline kot pomoč pri odkrivanju nuklearne kisline iz SARS-CoV-2, ne za druge viruse ali patogene.

Ta naprava za jemanje vzorca je avtorizirana samo za trajanje deklaracije, da obstajajo okoliščine, ki opravičujejo avtorizacijo za uporabo v sili diagnostik v epruveti za odkrivanje in/ali diagnozo COVID-19 pod Sekcijo 564(b)(1) zveznega akta za hrano, zdravila in kozmetiko, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), razen če je avtorizacija končana ali prej preklicana.

DNagenotek™

DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Odlični vzorci • Dokazana učinkovitost

Brezplačni telefon (Severna Amerika): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Faks: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com • www.dnagenotek.com

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Odgovorna oseba v VB: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Avstralski sponzor: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australia

ORACollect je registriran zaščitni znak in DNA Genotek je zaščitni znak DNA Genotek Inc. Nekateri izdelki DNA Genotek morda niso na voljo v vseh geografskih regijah; za podrobnosti kontaktirajte svojega prodajnega zastopnika. Vsi protokoli DNA Genotek, beli papirji in aplikacijski znaki so na voljo v podpornem delu na naši internetni strani na www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2021 DNA Genotek Inc., podružnica OraSure Technologies, Inc., vse pravice pridržane.
PD-PR-01110 (SL - Slovene) Issue 1/2021-04