


REF: OG-575/OG-675
 DNA Genotek Inc.
 3000 - 500 Palladium Drive
 Ottawa, ON, Canada K2V 1C2
 Tel.: +1.613.723.5757
 info@dnagenotek.com
 www.dnagenotek.com

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)
 PD-PR-00942 Issue 3/2023-12

Warning



For In Vitro Diagnostic Use

Read all instructions prior to collection.

Intended use: For the assisted collection of human DNA from saliva samples

Contents: 1 kit containing 0.75 mL stabilizing liquid

Warnings and precautions:

- Choking hazards:
 - Small cap in collection kit.
 - Plastic bag containing sponges.
 - Caution should be used when inserting sponge into donor's mouth.
- For supervised collections:
 - Do NOT leave donor unattended.
 - Do NOT allow donor to handle the sponge, small cap or packaging.
 - Wash with water if stabilizing liquid comes in contact with eyes or skin. Do NOT ingest. See SDS at www.dnagenotek.com.

Report any serious incident to DNA Genotek and the competent authority in your country.

Storage: 15 °C | 30 °C (59 °F | 86 °F)

Summary and explanation of the kit:

Oragene®-DNA is an assisted collection kit that provides the materials and instructions for collecting and stabilizing saliva specimens.

Collection precautions:

- Do NOT remove the plastic film from the funnel lid.
- Check sponge for damage each time before inserting into donor's mouth. Use second sponge if first sponge shows any signs of wear or tear.
- Do NOT substitute with other sponges or swabs.

Superior samples • Proven performance

Novosanis NV, Bijkhoevelaan 32c, 2110 Wijnegem, Belgium
 Email: EUAR@novosanis.com

UK Responsible Person: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 - UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Arazy Group Swiss GmbH
 Bruderholzallee 53, 4059 Basel, Schweiz
 Email: swiss.ar@arazygroup.com


Australian Sponsor: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australia

© 2023 DNA Genotek Inc., a subsidiary of OraSure Technologies, Inc., all rights reserved.

Label legend:

- Flammable liquid
- Catalog number
- In vitro diagnostic medical device**
- CE marking
- UKCA marking
- Manufacturer
- Medical device*
- Do not reuse
- Consult instructions for use
- Collect saliva by (Use by)
- Lot number
- European Authorized Representative
- Swiss Authorized Representative
- Caution
- Unique Device Identifier
- 15 °C | 30 °C Storage instructions
- 59 °F | 86 °F

Per applicable regulatory requirements, the device contains a swab component, which is a *medical device, and a collection tube component, which is an **in vitro device.



Pour usage diagnostique in vitro

Lire toutes les instructions avant le prélèvement.

Application : Destiné au prélèvement assisté d'ADN humain à partir d'échantillons de salive

Contenu : 1 trousse contenant 0,75 ml de liquide stabilisateur

Avvertissements et précautions :

- Risques d'étouffement :
 - Tapón pequeño en el kit de recogida.
 - Bolsa de plástico con almohadillas.
 - User de prudence en insérant l'éponge dans la bouche du donneur.
- Pour les prélèvements surveillés :
 - Ne PAS laisser le donneur sans surveillance.
 - Ne PAS laisser le donneur manipuler l'éponge, le petit bouchon ou l'emballage.
 - Laver à l'eau si le liquide stabilisateur entre en contact avec les yeux ou la peau. Ne PAS avaler. Voir la FDS sur www.dnagenotek.com.

Signaler tout incident grave à DNA Genotek et à l'autorité compétente de votre pays.

Conservation : 15 °C | 30 °C (59 °F | 86 °F)

Résumé et explication de la trousse :

Oragene®-DNA est une trousse de prélèvement assisté qui contient le matériel et les instructions de prélèvement et de stabilisation d'échantillons de salive.

Précautions lors du prélèvement :


- Ne PAS enlever le film plastique du couvercle de l'entonnoir.
- Vérifier que l'éponge n'est pas endommagée avant chaque insertion dans la bouche du donneur. Utiliser une seconde éponge si la première montre des signes d'usure ou de détérioration.
- Ne PAS remplacer par d'autres éponges ou écouvillons.

Légende :

- Liquide inflammable
- Numéro de référence
- Dispositif médical pour diagnostic in vitro**
- Marquage CE
- Marquage UKCA
- Fabricant
- Dispositif médical*
- Ne pas réutiliser
- Consulter le mode d'emploi
- Prélever la salive au plus tard le (date limite d'utilisation)
- Numéro de lot
- Représentant agréé en Europe
- Représentant agréé en Suisse
- Attention
- Identifiant unique du dispositif
- 15 °C | 30 °C Instructions de conservation
- 59 °F | 86 °F

Selon les exigences réglementaires applicables, ce dispositif est composé d'un écouvillon qui est un *dispositif médical et d'un tube de prélèvement qui est un **dispositif in vitro.

© 2023 DNA Genotek Inc., une filiale d'OraSure Technologies, Inc., tous droits réservés.



Uso para diagnóstico in vitro

Lea todas las instrucciones antes de la recogida.

Uso previsto: recogida asistida de ADN humano a partir de muestras de saliva

Contenido: 1 kit con 0,75 ml de líquido estabilizador

Advertencias y precauciones:

- Peligros de asfixia:
 - Tapón pequeño en el kit de recogida.
 - Bolsa de plástico con almohadillas.
 - Tenga cuidado al introducir la almohadilla en la boca del individuo.
- Para recogidas supervisadas:
 - NO deje desatendido al individuo que va a someterse a la recogida.
 - NO permita que el individuo que va a someterse a la recogida manipule la almohadilla, el tapón pequeño o el envase.
 - Lávese con agua si el líquido estabilizador entra en contacto con los ojos o la piel. NO lo ingiera. La ficha técnica de seguridad se puede consultar en www.dnagenotek.com.

Notifique cualquier incidente grave a DNA Genotek y a la autoridad competente de su país.

Almacenamiento: 15 °C | 30 °C (59 °F | 86 °F)

Resumen y explicación del kit:

Oragene®-DNA es un kit de recogida asistida que proporciona los materiales y las instrucciones para la obtención y estabilización de muestras de saliva.

Precauciones para la recogida:

- NO retire la película de plástico de la tapa del embudo.
- Compruebe que la almohadilla no está dañada cada vez que vaya a introducirla en la boca del individuo. Utilice una segunda almohadilla si la primera presenta signos de desgaste.
- NO la reemplace por otras esponjas o bastoncillos.

Muestras superiores • Rendimiento demostrado


Novosanis NV, Bijkhoevelaan 32c, 2110 Wijnegem, Belgium
 Email: EUAR@novosanis.com

Persona responsable en Reino Unido: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 - UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Arazy Group Swiss GmbH
 Bruderholzallee 53, 4059 Basel, Schweiz
 Email: swiss.ar@arazygroup.com

Australian Sponsor: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australia

© 2023 DNA Genotek Inc., una filial de OraSure Technologies, Inc., todos los derechos reservados.



Nur zur In-vitro-Diagnostik

Vor der Probenahme alle Anweisungen lesen.

Verwendungszweck: Für die assistierte Entnahme von menschlicher DNA aus Speichelproben

Inhalt: 1 Kit mit 0,75 ml Stabilisierungsflüssigkeit

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Erststichungsgefahr:
 - Kleine Kappe im Probenahme-Kit.
 - Plastiktüte mit Schwämmen.
 - Beim Einführen des Schwamms in den Mund des Spenders ist mit Vorsicht vorzugehen.
- Für die Entnahme unter Beaufsichtigung:
 - Den Spender NICHT unbeaufsichtigt lassen.
 - NICHT zulassen, dass der Spender den Schwamm, die kleine Kappe oder die Verpackung handhabt.
 - Mit den Augen oder der Haut in Kontakt gekommene Stabilisierungsflüssigkeit mit Wasser abwaschen. NICHT verschlucken. Siehe SDS unter www.dnagenotek.com.

Melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse an DNA Genotek und die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Lagerung: 15 °C | 30 °C (59 °F | 86 °F)

Zusammenfassung und Erläuterung des Kits:

Oragene®-DNA ist ein Kit für die assistierte Entnahme und enthält die Materialien und Anweisungen für die Entnahme und Stabilisierung von Speichelproben.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Entnahme:

- NICHT die Kunststoffteile vom Trichterdeckel entfernen.
- Den Schwamm vor jedem Einführen in den Mund des Spenders auf Schäden überprüfen. Zweiten Schwamm verwenden, wenn der erste Schwamm Abnutzungserscheinungen aufweist.
- NICHT durch andere Schwämme oder Abstrichtupfer ersetzen.

Überlegene Proben • Bewährte Leistung

Novosanis NV, Bijkhoevelaan 32c, 2110 Wijnegem, Belgium
 Email: EUAR@novosanis.com

Verantwortliche Person im Vereinigten Königreich: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 - UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Arazy Group Swiss GmbH
 Bruderholzallee 53, 4059 Basel, Schweiz
 Email: swiss.ar@arazygroup.com

Australischer Sponsor: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australien

© 2023 DNA Genotek Inc., eine Tochtergesellschaft von OraSure Technologies, Inc., alle Rechte vorbehalten.

Verfahren:

- Sicherstellen, dass der Spender 30 Minuten vor der Entnahme der Speichelprobe NICHT isst, trinkt, raucht oder Kaugummi kaut.
- Sicherstellen, dass sich der Spender während der Probenahme in aufrechter Position befindet.
- Es kann bis zu 15 Minuten dauern, um unter Befolgung der Schritte 1 bis 7 eine Speichelprobe zu entnehmen.

- 1 Einen Schwamm in die Wangentasche platzieren. Den Schwamm vorsichtig 30 Sekunden lang am Zahnfleisch und den Wangeninnenseiten entlang bewegen, um so viel Speichel wie möglich aufzusaugen.
- 2 Sobald der Schwamm mit Speichel vollgesaugt ist, den Schwamm vorsichtig gegen die Innenwand der V-Kerbe aus dem Schwamm auswerfen. Der Speichel fließt in das Röhrrchen.
- 3 Diese Schritte (1 bis 2) MIT DEMSELBEN SCHWAMM wiederholen, bis der flüssige Speichel (nicht die Blasen) die Fülllinie erreicht. Den Schwamm vor jedem Einführen in den Mund des Spenders auf Schäden überprüfen. Zweiten Schwamm verwenden, wenn der erste Schwamm Abnutzungserscheinungen aufweist.
- 4 Das Röhrrchen mit einer Hand aufrecht halten. Mit der anderen Hand den Deckel schließen, indem der Deckel fest angedrückt wird, bis ein lautes Klicken zu hören ist. Die Flüssigkeit im Deckel wird in das Röhrrchen freigegeben und vermischt sich mit dem Speichel. Sicherstellen, dass der Deckel fest verschlossen ist.


- 5 Das Röhrrchen aufrecht halten. Den Trichter vom Röhrrchen abschrauben.
- 6 Das Röhrrchen mit der kleinen Kappe fest verschließen.
- 7 Das verschlossene Röhrrchen 5 Sekunden lang schütteln. Trichter und Schwämme entsorgen.

Etikettenlegende:

- Entzündbare Flüssigkeit
- Katalognummer
- Medizinisches In-vitro-Diagnostikum**
- CE-Kennzeichnung
- UKCA-Kennzeichnung
- Hersteller
- Medizinprodukt*
- Nicht wiederverwenden
- Gebrauchsanweisung beachten
- Speichelprobe entnehmen bis (Verfallsdatum)
- Chargenbezeichnung
- EU-Bevollmächtigter
- Schweizer Bevollmächtigter
- Achtung
- Einmalige Produktkennung
- Lagerungshinweise
- 15 °C | 30 °C
- 59 °F | 86 °F


Gemäß den geltenden behördlichen Anforderungen enthält dieses Produkt eine Abstrichtupferkomponente, bei der es sich um ein *Medizinprodukt handelt, und eine Entnahmehörchenkomponente, bei der es sich um ein **In-vitro-Diagnostikum handelt.





REF OG-575/OG-675

PT PORTUGUÊS



Para utilização em diagnóstico in vitro

Leia as instruções na íntegra antes de realizar a recolha.

Utilização prevista: recolha assistida de ADN humano proveniente de amostras de saliva
Conteúdo: 1 kit com 0,75 ml de líquido estabilizador

Avisos e precauções:

- Perigos de asfixia:
 - Tampa pequena no kit de recolha.
 - Saco plástico com esponjas.
 - A esponja deve ser colocada dentro da boca do doador com cuidado.
- Para recolhas com supervisão:
 - NÃO deixar o doador sozinho.
 - NÃO permitir que o doador toque na esponja, na tampa pequena nem na embalagem.
 - Lavar com água se o líquido estabilizador entrar em contacto com os olhos ou a pele. NÃO ingerir. Consultar a FDS em www.dnagenetek.com.

Comunique quaisquer incidentes à DNA Genetek e às autoridades competentes no seu país.

Armazenamento: 15°C / 30°C (59°F / 86°F)

Resumo e explicação do kit:

O ORAgene®DNA é um kit de recolha assistida com os materiais e as instruções necessários para a recolha e estabilização de amostras de saliva.

Precauções na recolha:

NÃO remova a película de plástico da tampa do funil.

Verifique sempre se a esponja não está danificada antes de a colocar dentro da boca do doador. Utilize uma segunda esponja se a primeira apresentar sinais de danos ou deterioração.

NÃO a substitua por outras esponjas ou zaragatoas.

Amostras superiores • Desempenho comprovado

EU Novosanis NV, Bijkhoevelaan 32c, 2110 Wijnegem, Belgium
 Email: EUAR@novosanis.com


Responsável no Reino Unido: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 - UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

CH Arazy Group Swiss GmbH
 Bruderholzallee 53, 4059 Basel, Schweiz
 Email: swiss.ar@arazygroup.com

Promotor na Austrália: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Austrália

© 2023 DNA Genetek Inc., uma subsidiária da OraSure Technologies, Inc.; todos os direitos reservados.

NL NEDERLANDS



Voor in-vitro diagnostisch gebruik

Lees alle instructies voordat u het monster afneemt.

Beoogd gebruik: Voor afname onder toezicht van humaan DNA uit speekselmonsters
Inhoud: 1 kit met 0,75 ml stabilisatievloeistof

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

- Gevaar voor verstikking:
 - Kleine dop in testkit.
 - Plastic zak met sponsjes.
 - Wees voorzichtig bij het in de mond van de donor plaatsen van het sponsje.
- Voor afname onder toezicht:
 - Laat de donor NIET alleen achter.
 - Laat de donor de spons, de kleine dop of de verpakking NIET aanraken.
 - Met water wassen als de stabilisatievloeistof in contact komt met de ogen of de huid. NIET inslikken. Zie VIB op www.dnagenetek.com.

Meld elk ernstig incident aan DNA Genetek en de bevoegde autoriteit in uw land.

Opslag: 15 °C / 30 °C (59 °F / 86 °F)

Samenvatting en uitleg over de kit:

ORAgene®DNA is een kit voor afname onder toezicht met de materialen en instructies voor het afnemen en stabiliseren van speekselmonsters.

Vorzorgsmaatregelen afname:

De plastic folie NIET van het trechterdeksel verwijderen.

Controleer de spons elke keer op schade voordat u deze in de mond van de donor inbrengt. Gebruik een tweede spons als de eerste spons tekenen van slijtage of scheuren vertoont.

NIET vervangen door andere sponsjes of wattenstaafjes.

Legenda do rótulo:

- Líquido inflamável
- Número de catálogo
- Dispositivo médico de diagnóstico in vitro**
- Marcação CE
- Marcação UKCA
- Fabricante
- Dispositivo médico*
- Não reutilizar
- Consultar as instruções de utilização
- Recolher saliva até (data de validade)
- Número de lote
- Representante autorizado da Europa
- Representante autorizado da Suíça
- Cuidado
- Identificador Único do Dispositivo
- Instruções de armazenamento

De acordo com os requisitos regulamentares aplicáveis, o dispositivo contém um componente de zaragatoa que corresponde a um **dispositivo médico e um componente de tubo de colheita que corresponde a um **dispositivo in vitro.

SV SVENSKA



För in vitro-diagnostik

Läs alla anvisningar innan insamling.

Avsedd användning: För assisterad insamling av mänskligt DNA från salivprover
Innehåll: 1 kit som innehåller 0,75 ml stabiliseringsvätska

Varningar och försiktighet:

- Kvävningsrisk:
 - Insamlingskitet innehåller ett litet lock.
 - Svabbarna levereras i en plastpåse.
 - Försiktighet bör iaktas när svabben förs in i provgivarens mun.
- Vid övervakad insamling:
 - Lämna INTE provgivaren utan tillsyn.
 - Låt INTE provgivaren hantera svabben, det lilla locket eller förpackningsmaterialet.
 - Tvätta med vatten om stabiliseringsvätska kommer i kontakt med ögon eller hud. Intag INTE. Se SDS på www.dnagenetek.com.

Alvorliga händelser skal indberettes til DNA Genetek og den kompetente myndighed i dit land.

Förvaring: 15 °C / 30 °C (59 °F / 86 °F)

Sammanfattning och förklaring av kitet:

ORAgene®DNA är ett assisterat insamlingskit som innehåller material och anvisningar för insamling och stabilisering av salivprover.

Försiktighet vid insamling:

TA INTE bort plastfilmen från trattlocket. Kontrollera alltid om svabben är skadad innan du för in den i provgivarens mun. Använd den andra svabben om den första visar tecken på slitage eller skada.

Ersätt INTE med andra stickor eller svabbar.


Legenda etiket:

- Ontvlambare vloeistof
- Catalogusnummer
- In-vitro diagnostisch medisch hulpmiddel**
- CE-märkning
- UKCA-märkning
- Fabrikant
- Medisch hulpmiddel*
- Niet hergebruiken
- Raadpleeg instructies voor gebruik
- Neem speeksel af vóór (gebruiken vóór)
- Partijnummer
- Europees geautoriseerd vertegenwoordiger
- Zwitsers geautoriseerd vertegenwoordiger
- Opgelet
- Unieke identificatie apparaat
- Opslaginstructies

Volgens toepasselijke wettelijke vereisten bevat dit apparaat een wattenstaafje, dat een medisch hulpmiddel is, en een verzamelbuisje dat een **in-vitro-hulpmiddel is.

© 2023 DNA Genetek Inc., een dochteronderneming van OraSure Technologies, Inc.; alle rechten voorbehouden.

JA 日本語



試験管内での診断用途

採取を始める前にすべての指示を読んでください。

使用目的: 唾液サンプルからの人のDNAの採取を補助するためのものです
内容物: 0.75 mlの保存溶液の入ったキット 1個

警告および注意:

- 窒息の危険性:
 - 採取キットに小さなキャップあり。
 - スポンジが入ったビニール袋。
 - スポンジが唾液を吸収したら、漏斗のVノッチにスポンジを吸入したら、漏斗のVノッチの内側に沿って30秒間ゆっくりと動かし、唾液をできるだけ吸収します。
- 監督下で採取する場合:
 - ドナーのそばを離れないでください。
 - ドナーがスポンジ、小さなキャップ、またはパッケージを扱わないようにしてください。
 - 保存溶液が目に入ったり皮膚に接触した場合は、水で洗い流してください。体内に摂取しないでください。 www.dnagenetek.comでSDSをご確認ください。

重大な事故が発生した場合は、DNA Genetek社およびあなたの国の管轄当局に報告してください。

保管: 15°C / 30°C (59°F / 86°F)

キットの概要および説明:

ORAgene®DNAは、唾液検体を採取および安定化するための器具と説明書を含む採取補助キットです。

採取に関する注意:

漏斗の蓋からプラスチックフィルムを取り外さないでください。

ドナーの口に入れる前に、スポンジに損傷がないか毎回確認してください。1つ目のスポンジに摩擦や破れがある場合は、2つ目のスポンジを使用してください。

他のスポンジや綿棒で代用しないでください。


ラベルの説明:

- 可燃性液体
- カタログ番号
- 試験管内での診断医学装置**
- CEマーク
- UKCAマーク
- 製造元
- 医療機器*
- 再使用しないでください
- 使用方法については使用上の注意をご覧ください
- 唾液の採取期限 (使用期限)
- ロット番号
- 欧州認可代表者
- スイスの認可代表者
- 注意
- 機器固有識別子
- 保管方法の説明

適用される規制要件に従い、このデバイスには*医療機器であるソフトウェア・コンポーネントと**試験管内装置である採取チューブ・コンポーネントが含まれています。

© 2023 DNA Genetek Inc., daughter company of OraSure Technologies, Inc.; all rights reserved.

SE SVENSKA



För in vitro-diagnostik

Läs alla anvisningar innan insamling.

Avsedd användning: För assisterad insamling av mänskligt DNA från salivprover
Innehåll: 1 kit som innehåller 0,75 ml stabiliseringsvätska

Varningar och försiktighet:

- Kvävningsrisk:
 - Insamlingskitet innehåller ett litet lock.
 - Svabbarna levereras i en plastpåse.
 - Försiktighet bör iaktas när svabben förs in i provgivarens mun.
- Vid övervakad insamling:
 - Lämna INTE provgivaren utan tillsyn.
 - Låt INTE provgivaren hantera svabben, det lilla locket eller förpackningsmaterialet.
 - Tvätta med vatten om stabiliseringsvätska kommer i kontakt med ögon eller hud. Intag INTE. Se SDS på www.dnagenetek.com.

Alvorliga händelser skal indberettes til DNA Genetek og den kompetente myndighed i dit land.

Förvaring: 15 °C / 30 °C (59 °F / 86 °F)

Sammanfattning och förklaring av kitet:

ORAgene®DNA är ett assisterat insamlingskit som innehåller material och anvisningar för insamling och stabilisering av salivprover.

Försiktighet vid insamling:

TA INTE bort plastfilmen från trattlocket. Kontrollera alltid om svabben är skadad innan du för in den i provgivarens mun. Använd den andra svabben om den första visar tecken på slitage eller skada.


Ersätt INTE med andra stickor eller svabbar.

Legenda etiket:

- Brandfarlig vätska
- Katalognummer
- Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik**
- CE-märkning
- UKCA-märkning
- Tillverkare
- Medicinteknisk produkt*
- Endast engångsbruk
- Läs anvisningarna innan användning
- Sista insamlingsdag (Sista förbrukningsdag)
- Batchnummer
- Auktoriserad europeisk representant
- Auktoriserad schweizisk representant
- Varning
- Unik produktidentifiering
- Förvaringsanvisningar


I enlighet med gällande regelverk innehåller den här produkten en provtagningssticka som är en medicinteknisk produkt samt ett provrör som är utrustning för **in vitro-diagnostik.

© 2023 DNA Genetek Inc., daughter company of OraSure Technologies, Inc.; all rights reserved.



REF OG-575/OG-675

ユーザー指示書



試験管内での診断用途

採取を始める前にすべての指示を読んでください。

使用目的: 唾液サンプルからの人のDNAの採取を補助するためのものです
内容物: 0.75 mlの保存溶液の入ったキット 1個

警告および注意:

- 窒息の危険性:
 - 採取キットに小さなキャップあり。
 - スポンジが入ったビニール袋。
 - スポンジが唾液を吸収したら、漏斗のVノッチにスポンジを吸入したら、漏斗のVノッチの内側に沿って30秒間ゆっくりと動かし、唾液をできるだけ吸収します。
- 監督下で採取する場合:
 - ドナーのそばを離れないでください。
 - ドナーがスポンジ、小さなキャップ、またはパッケージを扱わないようにしてください。
 - 保存溶液が目に入ったか皮膚に接触した場合は、水で洗い流してください。体内に摂取しないでください。 www.dnagenetek.comでSDSをご確認ください。

重大な事故が発生した場合は、DNA Genetek社およびあなたの国の管轄当局に報告してください。

保管: 15°C / 30°C (59°F / 86°F)

キットの概要および説明:

ORAgene®DNAは、唾液検体を採取および安定化するための器具と説明書を含む採取補助キットです。

採取に関する注意:

漏斗の蓋からプラスチックフィルムを取り外さないでください。

ドナーの口に入れる前に、スポンジに損傷がないか毎回確認してください。1つ目のスポンジに摩擦や破れがある場合は、2つ目のスポンジを使用してください。

他のスポンジや綿棒で代用しないでください。

ラベルの説明:

- 可燃性液体
- カタログ番号
- 試験管内での診断医学装置**
- CEマーク
- UKCAマーク
- 製造元
- 医療機器*
- 再使用しないでください
- 使用方法については使用上の注意をご覧ください
- 唾液の採取期限 (使用期限)
- ロット番号
- 欧州認可代表者
- スイスの認可代表者
- 注意
- 機器固有識別子
- 保管方法の説明

適用される規制要件に従い、このデバイスには*医療機器であるソフトウェア・コンポーネントと**試験管内装置である採取チューブ・コンポーネントが含まれています。

© 2023 DNA Genetek Inc. (OraSure Technologies, Inc. の子会社) 全権留保。