



Uso previsto: recogida asistida de ADN humano a partir de muestras de saliva.

Contenido: el kit contiene líquido estabilizador.

Advertencias y precauciones:

Peligro de asfixia:

- Tapón pequeño en el kit de recogida.
- Bolsa de plástico con almohadillas.
- Tenga cuidado al introducir la almohadilla en la boca del individuo.

Para recogidas supervisadas:

- NO deje desatendido al individuo que va a someterse a la recogida.
- NO permita que el individuo que va a someterse a la recogida manipule la almohadilla, el tapón pequeño o el envase.
- Lávese con agua si el líquido estabilizador entra en contacto con los ojos o la piel. No lo ingiera. La ficha de datos de seguridad se puede consultar en www.dnagenotek.com.

Almacenamiento: 15 °C - 30 °C (59 °F - 86 °F)

Resumen y explicación del kit:

Oragene-Dx es un kit de recogida asistida que proporciona los materiales y las instrucciones para la obtención y estabilización de muestras de saliva.

Precauciones para la recogida:

NO retire la película de plástico de la tapa del embudo.

Compruebe que la almohadilla no está dañada cada vez que vaya a introducirla en la boca del individuo. Utilice una segunda almohadilla si la primera presenta signos de desgaste.

NO la reemplace por otras almohadillas o bastoncillos.

Leyenda de etiquetas:

- REF Número de catálogo
- MDV Producto sanitario de diagnóstico in vitro
- CE Marcado CE
- UKCA Marcado UKCA
- Fabricante
- MDV Producto sanitario
- No reutilizar
- Consultar las instrucciones de uso
- Recogida (uso) de la saliva antes de
- LOT Número de lote
- EC REP Representante autorizado
- Precaución

Uso para diagnóstico in vitro
Para uso con receta médica y dirigido a consumidores

DNagenotek™ Muestras superiores
Rendimiento demostrado

Hecho en Canadá
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canadá K2V 1C2

Número gratuito (América del Norte): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

Instrucciones de usuario

Lea todas las instrucciones antes de la recogida.

Procedimiento:

Asegúrese de que el individuo NO haya comido, bebido, fumado o mascado chicle durante los 30 minutos previos a la obtención de la muestra de saliva.

Asegúrese de que el individuo que va a someterse a la recogida está en posición vertical durante la recogida de la muestra.

La recogida de saliva, siguiendo los pasos 1 a 7, puede durar hasta 15 minutos.

	<p>1 Coloque la almohadilla en la cara interna de la mejilla. Pase suavemente la almohadilla por las encías y la cara interna de las mejillas durante 30 segundos para recoger la máxima cantidad de saliva posible.</p>
	<p>2 Una vez la almohadilla se haya empapado en saliva, introdúzcala en la muesca en V del embudo. Escurra la saliva de la almohadilla con un movimiento de torsión y presión contra la pared interna de la muesca en V. La saliva entrará en el tubo.</p>
	<p>3 Repita estos pasos (1 y 2) UTILIZANDO LA MISMA ALMOHADILLA hasta que el fluido de la saliva (no burbujas) alcance la línea de llenado. Compruebe que la almohadilla no está dañada cada vez que vaya a introducirla en la boca del individuo. Utilice una segunda almohadilla si la primera presenta signos de desgaste.</p> <p>Golpee suavemente la parte inferior del tubo sobre una superficie dura para reducir el número de burbujas.</p>
	<p>4 Mantenga el tubo en posición vertical con una mano. Utilice la otra mano para cerrar la tapa, presionándola firmemente hasta que escuche un "clic". El líquido de la tapa se liberará y pasará al tubo, donde se mezclará con la saliva. Asegúrese de que la tapa está bien cerrada.</p>
	<p>5 Mantenga el tubo en posición vertical. Desenrosque el embudo del tubo.</p>
	<p>6 Utilice el tapón pequeño para cerrar firmemente el tubo.</p>
	<p>7 Agite el tubo cerrado durante 5 segundos. Deseche el embudo y las almohadillas.</p>

Consulte instrucciones de uso adicionales de PD-HB-00001 en www.dnagenotek.com

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP La Haya, Países Bajos

Persona responsable en Reino Unido: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 - UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Patrocinador australiano: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sidney, NSW 2000 Australia

Oragene es una marca registrada y DNA Genotek es una marca de DNA Genotek Inc. Puede que algunos productos de DNA Genotek no estén disponibles en todas las regiones geográficas. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.

Todos los protocolos, informes oficiales y notas de aplicación de DNA Genotek están disponibles en la sección de ayuda en nuestro sitio web en www.dnagenotek.com.

Patente (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2021 DNA Genotek Inc., una filial de OraSure Technologies, Inc., todos los derechos reservados. PD-PR-00608 (ES - Spanish) Issue 3/2021-05