


English – Instructions for sample collection2
Français – Instructions de prélèvement de l'échantillon3
Español – Instrucciones para la recogida de la muestra4



Contents: 1 kit containing 4 mL stabilizing liquid.

Summary and explanation of the kit:

OMNigene™-GUT DNA and RNA provides the materials and instructions for collecting and stabilizing microbial DNA and RNA from a fecal sample.

Warnings and precautions:

- FOR EXTERNAL USE ONLY.
- Do NOT remove the yellow tube top from the tube.
- Do NOT spill the stabilizing liquid in the tube.
- Wash with water if stabilizing liquid comes in contact with eyes or skin. Do NOT ingest. See SDS at www.dnagenotek.com.
- If collecting a liquid fecal sample, see separately provided user instructions.
- Small items may pose a choking hazard.

Storage: Room temperature storage pre- and post-collection 15°C - 30°C (59°F - 86°F).


Ship in accordance with applicable regulations covering transport of biological specimens.

Label legend:

- Collect sample by (Use by)
 - Catalog number
 - Lot number
 - Manufacturer
 - Caution, consult instructions for use
 - Consult package insert
- 15°C - 30°C Storage instructions
(59°F - 86°F)

ENGLISH

Proceed to transferring the fecal sample as soon as possible after defecation:




- 1 IMPORTANT PREPARATIONS:**
- Empty your bladder before beginning the collection.
 - Collect fecal sample free of urine or toilet water.
 - Utilize any toilet accessory that may be supplied with the collection device.
 - Toilet paper or tissues may be required.



- 2** While holding the yellow tube top, unscrew ONLY the purple cap and set aside for later use.
- IMPORTANT:** Do NOT remove the yellow tube top. Tube is not designed to stand upright. Do NOT spill the stabilizing liquid in the tube.




- 3** Use the spatula to collect a small amount of fecal sample.




- 4** Transfer the fecal sample into the top portion of the yellow tube top. Repeat until the sample fills the yellow tube top.
- IMPORTANT:** Do NOT push sample into the tube.



- 5** Scrape horizontally across the tube top to level the sample and remove any excess. Wipe exterior of tube and top with toilet paper or tissue as needed.




- 6** Pick up the purple cap and screw onto the yellow tube top until tightly closed.



- 7** For a **minimum of 30 seconds**, shake the sealed tube as hard and fast as possible in a back and forth motion.



- 8** Place spatula in original packaging or wrap in toilet paper and discard in garbage.
- IMPORTANT:** Send the sample for processing following the delivery instructions supplied separately by the kit provider.



Contenu : 1 trousse contenant 4 mL un liquide stabilisateur.

Résumé et explication de la trousse :

OMNigene™-GUT DNA and RNA fournit le matériel et les instructions de prélèvement et stabilisation de l'ADN et de l'ARN microbiens à partir d'un échantillon fécal.

Avertissements et précautions :

- POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT.
- NE PAS retirer la jupe jaune du tube.
- NE PAS déverser le liquide stabilisateur du tube.
- Laver à l'eau si le liquide stabilisateur entre en contact avec les yeux ou la peau. NE PAS avaler. Voir la FDS sur www.dnagenotek.com.
- Pour prélever un échantillon fécal liquide, voir le mode d'emploi fourni séparément.
- Les petits objets peuvent poser un risque d'étouffement.

Conservation : Conservation à température ambiante avant et après le prélèvement 15 °C à 30 °C (59 °F à 86 °F).

Expédier conformément aux réglementations applicables couvrant le transport d'échantillons biologiques.

Légende :

- Prélever l'échantillon au plus tard (date limite d'utilisation)
 - Numéro de référence
 - Numéro de lot
 - Fabricant
 - Attention, consulter les consignes d'utilisation
 - Consulter la notice
- 15 °C à 30 °C Instructions de conservation
(59 °F à 86 °F)

FRANÇAIS

Procéder au transfert de l'échantillon fécal dès que possible après la défécation:



1

PRÉPARATIONS IMPORTANTES :

- Se vider la vessie avant de commencer le prélèvement.
- Prélever l'échantillon fécal sans urine ou eau des toilettes.
- Utiliser tout accessoire de toilette éventuellement fourni avec le dispositif de prélèvement.
- Du papier toilette ou des mouchoirs en papier peuvent s'avérer nécessaires.



2

Tout en tenant la jupe jaune du tube, dévisser UNIQUEMENT le bouchon violet et mettre de côté pour utilisation ultérieure.





IMPORTANT :

NE PAS retirer la jupe jaune du tube. Tube non conçu pour rester à la verticale. NE PAS déverser le liquide stabilisateur du tube.



3

Utiliser la spatule pour prélever une petite quantité de matières fécales.



4

Transférer l'échantillon fécal dans la partie supérieure de la jupe jaune du tube. Répéter jusqu'à ce que l'échantillon remplisse l'extrémité jaune du tube.




IMPORTANT : NE PAS pousser l'échantillon dans le tube.



5

Gratter horizontalement au-dessus de la jupe du tube pour mettre à niveau l'échantillon et éliminer tout excès. Si nécessaire, essuyer l'extérieur et la jupe du tube avec du papier toilette ou des mouchoirs en papier.



6

Visser le bouchon violet sur l'extrémité jaune du tube jusqu'à ce qu'il soit bien serré.



7

Pendant **30 secondes minimum**, agiter le tube scellé le plus fort et vite possible par un mouvement de va-et-vient.



8

Remettre la spatule dans son emballage d'origine ou l'envelopper dans du papier toilette et la jeter. **IMPORTANT :** Envoyer l'échantillon pour traitement en suivant les instructions de livraison fournies séparément par le fournisseur de la trousse.



Contenido: 1 kit con 4 mL líquido estabilizador.

Resumen y explicación del kit:

OMNigene™-GUT DNA and RNA proporciona los materiales e instrucciones para recolectar y estabilizar ADN y ARN microbioal de una muestra fecal.

Advertencias y precauciones:

- SOLAMENTE PARA USO EXTERNO.
- NO quite la parte superior amarilla del tubo.
- NO derrame el líquido estabilizador del tubo.
- Lave con agua si el líquido estabilizador entra en contacto con los ojos o la piel. NO ingerir. Consulte la ficha de datos de seguridad de material en www.dnagenotek.com.
- Si recolecta una muestra fecal líquida, consulte las instrucciones del usuario suministradas.
- Los elementos pequeños pueden causar riesgo de asfixia.

Almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente antes y después de la recolección a 15 °C / 30 °C (59 °F / 86 °F).

Enviar conforme a los reglamentos aplicables para el transporte de especímenes biológicos.


Leyenda de la etiqueta:

- Recolección de muestra por (Uso por)
- Número de catálogo
- Número de lote
- Fabricante
- Precaución, consultar las instrucciones de uso
- Consulte el prospecto

15 °C / 30 °C Instrucciones para el almacenamiento (59 °F / 86 °F)

ESPAÑOL

Proceda a transferir la muestra fecal lo antes posible después de defecar.



1

PREPARACIONES IMPORTANTES:

- Vacíe la vejiga antes de iniciar la recolección.
- Recolecte muestras fecales sin orina ni agua de retrete.
- Utilice el accesorio de retrete que pueda estar incluido con el dispositivo de recolección.
- Puede necesitar papel higiénico o pañuelos de papel.



2

Mientras sostiene la parte superior amarilla del tubo, desenrosque SOLO la tapa púrpura y apártela para más tarde.

IMPORTANTE:

NO quite la parte superior amarilla del tubo. El tubo no está diseñado para permanecer de pie. NO derrame el líquido estabilizador del tubo.



3

Use la espátula para recolectar una pequeña cantidad de muestra fecal.



4

Transfiera la muestra fecal a la porción superior de la parte superior amarilla del tubo.

Repita la operación hasta que la muestra llene la parte superior amarilla del tubo.


IMPORTANTE: NO empuje la muestra por el tubo.



5


Raspe horizontalmente por la parte superior del tubo para nivelar la muestra y eliminar el exceso.

Limpie el exterior del tubo y cúbralo con papel higiénico o pañuelos de papel de ser necesario.



6

Tome la tapa púrpura y enrósquela en la parte superior amarilla del tubo hasta que quede bien cerrado.



7

Sacuda el tubo sellado por **al menos 30 segundos**, lo más fuerte y rápido posible hacia atrás y adelante.



8

Coloque la espátula en el envoltorio original o envuélvala con papel higiénico y arrójela a la basura.

IMPORTANTE: Envíe la muestra para su procesamiento siguiendo las instrucciones de entrega incluidas por separado por el proveedor del kit.