



Försiktighet vid insamling:

Var noga med att svabbspetsen **INTE** kommer i kontakt med något innan insamling.

Provgivaren bör **INTE** äta, dricka, röka eller tugga tuggummi 30 minuter innan insamling av ett oralt prov.

Avsedd användning: Insamling och stabilisering av RNA från mänskliga salivprover

Innehåll: Innehåller 1 insamlingskit













Varningar och försiktighet: Kvävningrisk. Försiktighet bör iaktas när svabben förs in i munnen.

Tvätta med vatten om stabiliseringsvätska kommer i kontakt med ögon eller hud. Intag **INTE**. Säkerhetsdatablad finns på www.dnagenotek.com

Förvaring: 15 °C-25 °C

Sammanfattning och förklaring av kitet: ORACollect•RNA är ett självinsamlingskit som innehåller material och instruktioner för insamling av mänskliga salivprover.

Etiketter:

	Katalognummer
	Använd endast på läkarordination
	Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik
	CE-märkning
	UKCA-märkning
	Tillverkare
	Medicinteknisk produkt
	Endast engångsbruk
	Läs anvisningarna innan användning
	Sista förbrukningsdag
	Batchnummer
	Auktoriserad representant

SVENSKA

Anvisningar för provinsamling:

	<p>Öppna förpackningen och ta ut svabben utan att vidröra svabbspetsen. För in svabben så långt bak i sidan av munnen som möjligt och gnugga mot det nedre tandkötet (se närbild) fram och tillbaka. Gnugga försiktigt mot tandkötet 10 gånger. Undvik helst att gnugga mot tänderna.</p>
	<p>Upprepa gnuggningen försiktigt på motsatt sida av munnen längs det nedre tandkötet ytterligare 10 gånger.</p>
	<p>Håll röret upprätt för att undvika att stabiliseringsvätskan i röret spills ut. Skruva av locket från provröret utan att vidröra svabben.</p>
	<p>Vänd locket upp och ned, för in svabben i röret och skruva åt locket ordentligt.</p>
	<p>Vänd det stängda röret upp och ned och skaka ordentligt 15 gånger.</p>



För IVD, på läkarordination och med tillstånd att användas vid nödsituation.

Detta insamlingskit har inte godkänts av FDA.

Detta insamlingskit har endast godkänts av FDA med tillstånd att användas vid nödsituation.

Detta insamlingskit har godkänts för insamling och förvaring av salivprover som ett hjälpmedel för att upptäcka nukleinsyra från SARS-CoV-2. Det kan inte användas till andra virus eller patogener.

Detta insamlingskit är endast godkänt så länge som tillstånd ges enligt deklARATIONEN för användning vid nödsituationer för in vitro-diagnostik som ett sätt att upptäcka och/eller diagnostisera covid-19 i enlighet med avsnitt 564(b)(1) av Federal Food, Drug and Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), såvida inte godkännandet upphör eller dras tillbaka tidigare.

DNAGENOTEK™

■ DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

Bättre prover • Bevisad prestanda

Avgiftsfritt (Nordamerika): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com • www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haag, Nederländerna

Ansvärig i Storbritannien: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Sponsor i Australien: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australien

ORACollect är ett registrerat varumärke och DNA Genotek är ett varumärke som tillhör DNA Genotek Inc. Vissa DNA Genotek-produkter kanske inte finns i alla geografiska regioner. Kontakta din säljare för information. Alla DNA Genoteks protokoll, policyer och anvisningar finns i supportavsnittet på vår webbplats www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2021 DNA Genotek Inc., ett dotterbolag till OraSure Technologies, Inc., med ensamrätt.
PD-PR-01111 (SV - Swedish) Issue 1/2021-04